

Configurar Windows Vista antes de instalar Winoptics

Versión 1.0 du 02/12/2008
© WinOptics sarl



I. Configuración de Windows Vista


1. Hacer clic en *Inicio*, y clic en *Configuración/Panel de Control*.
2. En la ventana de Panel de Control, hacer clic en el icono *Cuentas de usuario*.
3. Hacer clic ahora en *Agregar o Quitar cuentas de usuario*. Aparecerá una ventana, hacer clic en *Continuar*.
4. Desactivar la casilla *Utilizar el control de cuentas de usuarios para ayudarle a proteger su ordenador*, entonces hacer clic en *OK*.
5. Windows indica que el ordenador debe reiniciarse, hacer clic en *Reiniciar ahora*. Una vez reiniciado, la instalación Winoptics puede realizarse con normalidad.



Etapa 1



Etapa 2



Etapa 3

Activar el Control de cuentas de usuario (UAC) para incrementar la seguridad en el equipo

El Control de cuentas de usuario (UAC) puede ayudar a prevenir los cambios no autorizados en el equipo. Se recomienda que UAC se mantenga activado para ayudar a proteger el equipo.

Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger el equipo

Aceptar Cancelar

Etapa 4



Etapa 5